

# PLATFORMA P-16/88 DO WYTRZĄSARKI ES-20, PSU-10I I CPS-20



## OPIS OGÓLNY

Platforma **P-16/88** z uchwytami na maksymalnie 88 probówek do średnicy maksymalnej 30 mm do wytrząsarki **ES-20, PSU-10i i CPS-20**.

Wymiary platformy: 275 x 205 x 75 mm

## MODELE

- **P-16/88**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
[biogenet@biogenet.pl](mailto:biogenet@biogenet.pl)

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
[serwis@biogenet.pl](mailto:serwis@biogenet.pl)