

PLATFORMA HSP-6/1000 DO WYTRZĄSARKI ES-20/80 I ES-20/80C



OPIS OGÓLNY

Platforma **HSP-6/1000** na butelki 6 x 1000 mL do wytrząsarki **ES-20/80** i **ES-20/80C**.

Wymiary platformy: 360 x 400 mm

MODELE

- **HSP-6/1000**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl