

ROTOR BR-4U DO WIRÓWKI LMC-56



OPIS OGÓLNY

Rotor horyzontalny **BR-4U** do wirówki **LMC-56** - 4-miejscowy, bez adapterów, z zawieszkami umożliwiającymi wirowanie pojemników.

Dostępne adaptory:

- **BA-2/50** - na probówki 2 x 50 mL (zestaw 4 szt.),
- **BA-4/10** - na probówki 4 x 10 mL (zestaw 4 szt.),
- **BA-4/15** - na probówki 4 x 15 mL (zestaw 4 szt.),
- **BA-8/5** - na probówki 8 x 5 mL (zestaw 4 szt.).

MODELE

- **BR-4U**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl