

MATA ADHEZYJNA SPML DO WYTRZĄSARKI ES-20/60, ES-20/80 I PSU-20i



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Wygodna alternatywa dla tradycyjnych stalowych uchwytów, łatwy sposób mocowania probówek, płytek, kolb i innych naczyń laboratoryjnych na platformach do hodowli, inkubacji i mieszania.

Mata **SPML** jest kompatybilna z platformą **UP-168**, która pasuje zarówno do wytrząsarki orbitalnej **PSU-20i**, jak i do inkubatorów z wytrząsaniem **ES-20/60** oraz **ES-20/80**.

Mata adhezyjna wykonana z poliuretanu, łatwa w czyszczeniu, wytrzymała, możliwość zakładania / zdejmowania do 1000 razy lub 12 miesięcy użytkowania.

MODELE

- **SPML**

SPECYFIKACJA

MODEL	SPML
Kolor	przezroczysty
Czas użytkowania	do 1000 razy zakładania / zdejmowania lub 12 miesięcy
Zakres temperatury [°C]	+4 do +80
Zakres prędkości [obr./min]	0-400
Wymiary (W x D x H) [mm]	390 x 80 x 3

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl