


BLOK B5-29 DO TERMOBLOKU CH3-150



OPIS OGÓLNY

Blok **B5-29** na 5 próbek płaskodennych o średnicy 29 mm, głębokość dołków 40 mm do termobloku **CH3-150**.

MODELE

▪ **B5-29**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl