

PIPETY AUTOMATYCZNE 8-KANAŁOWE BIOSAN ASSIST



OPIS OGÓLNY

Pipety Biosan Assist

Pipety automatyczne 8-kanałowe serii Assist produkowane są w 4 zakresach objętości: 0,5-10 μ L, 5-50 μ L, 20-200 μ L i 50-300 μ L. Pipety wyposażone są w analogowy licznik, który pokazuje objętość pipety. Ustawianie pojemności odbywa się poprzez przekręcanie pokrętki lub czarnego pokrętki regulacyjnego w odpowiednim kierunku. Zakres pojemności danej pipety pokazywany jest na tłoku.

Najważniejsze cechy:

- profilowany kształt i lekka waga,
- zapewnienie dokładności i precyzji,
- odporność na promieniowanie UV i w pełni autoklawowalne,
- regulacja wysokości systemu zrzutu w celu dopasowania do końcówek różnych producentów,
- podwójne ustawianie objętości za pomocą przycisku lub pokrętki,
- system delikatnej sprężyny zapewniający płynne i łatwe pipetowanie.

MODELE

- **AP8-10**
- **AP8-50**
- **AP8-200**
- **AP8-300**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	Objętość [μ L]	Dokładność [%]	Precyzyjność [%]
AP8-10	0,5	$\pm 10,0$	$\pm 8,0$
	5	$\pm 4,0$	$\pm 2,0$
	10	$\pm 2,0$	$\pm 1,2$

AP8-50	5	$\pm 4,0$	$\pm 2,5$
	25	$\pm 3,0$	$\pm 1,2$
	50	$\pm 1,6$	$\pm 0,6$
AP8-200	20	$\pm 3,0$	$\pm 1,5$
	100	$\pm 1,5$	$\pm 0,8$
	200	$\pm 1,0$	$\pm 0,6$
AP8-300	50	$\pm 1,6$	$\pm 1,5$
	150	$\pm 1,2$	$\pm 1,0$
	300	$\pm 1,0$	$\pm 0,6$

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- statyw karuzelowy,
- statyw szeregowy (na jedną lub maksymalnie 4 pipety),
- wymienne końcówki pipet.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl