

# KLAMRY HSC-50, HSC-100, HSC-250, HSC-500 I HSC-1000 DO WYTRZĄSARKI ES-20/80 I ES-20/80C



## INNE ZDJĘCIA



## OPIS OGÓLNY

Klamry do platformy **UP-168** pasujące do wytrząsarki **ES-20/80** i **ES-20/80C**.

CENA ZA 1 szt.

## MODELE

- **HSC-50**
- **HSC-100**
- **HSC-250**
- **HSC-500**
- **HSC-1000**

## SPECYFIKACJA

| Maksymalna liczba klamer dla platformy UP-168 |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
|                                               | do ES-20/80 oraz ES-20/80C |
| 1000 mL                                       | 4                          |
| 500 mL                                        | 9                          |
| 250 mL                                        | 9                          |
| 100 mL                                        | 16                         |
| 50 mL                                         | 16                         |

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
serwis@biogenet.pl