

ADAPTERY BN-13/75-24, BN-13/100-24, BN-16/100-24 DO ROTORA RI-24/10



OPIS OGÓLNY

Adaptery do rotora **Ri-24/10** (wirówka laboratoryjna **LMC-56**):

- **BN-13/75-24** - zestaw 24 pojemników na 13 x 75 mm (np. 2-5 mL próżniowe),
- **BN-13/100-24** - zestaw 24 pojemników na 13 x 100 mm (np. 4-8 mL próżniowe),
- **BN-16/100-24** - zestaw 24 pojemników na 16 x 100 mm (np. 8-9 mL próżniowe).

MODELE

- **BN-13/75-24**
- **BN-13/100-24**
- **BN-16/100-24**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl