

ŁAŻNIE WODNE SERII GRANT JB NOVA



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Łaźnie wodne seria **JB Nova** firmy **Grant**.

- WYKONANIE - technologia Set and Forget™ - szybkie nagrzewanie, dokładność kontroli temperatury
- INTUICYJNE - łatwy w użytkowaniu sterownik, jasny, czytelny wyświetlacz
- JAKOŚĆ - 3 lata gwarancji. Projekt i wykonanie UK
- PRAKTYCZNE - blokada wyświetlacza, wyłącznik przedni panel
- WYGODA - dren z kranem, taca i pokrywa w zestawie
- KOSZTY - zaawansowana ochrona przed uruchomieniem na sucho - oszczędność części zamiennych

MODELE

- **JBN5**
- **JBN12**
- **JBN18**
- **JBN26**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001

SPECYFIKACJA

MODEL	JBN5	JBN12	JBN18	JBN26
-------	------	-------	-------	-------

Pojemność [L]	5	12	18	26
Zakres temperatury [°C]	od +5 (powyżej temperatury otoczenia) do +95			
Rozdzielczość nastawiania temperatury [°C]	0,5			
Stabilność temperatury przy 70°C [°C]	±0,5			
Powierzchnia pracy (W x D) [mm]	281 x 131	306 x 281	281 x 485	278 x 481
Liczba punktów kalibracji zdefiniowanych przez użytkownika	1	1	1	1
Dren z kranem	-	tak	tak	tak
Moc grzewcza [kW]	0,35	0,8	1,4	1,4
Waga [kg]	3	6	9	9
Wymiary (W x D x H) [mm]	335 x 215 x 200	360 x 380 x 225	335 x 590 x 275	335 x 590 x 275

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- pokrywy,
- kulki polipropylenowe,
- podnoszona półka,
- stelaże na probówki,
- taca uniwersalna.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl