

STATYW MAGNETYCZNY DO RĘCZNEJ EKSTRAKЦИИ Kwasów Nukleinowych MAGSORB-16



OPIS OGÓLNY

Statyw magnetyczny do ręcznej ekstrakcji kwasów nukleinowych firmy Biosan na 16 jednorazowych probówek o pojemności 1,5-2 mL. Statyw składa się z uchwytów na probówki i statywu magnetycznego

Metody ekstrakcji NA oparte na kulkach magnetycznych umożliwiają szybką i skuteczną separację materiału genetycznego od pozostałości komórkowych. Na rynku dostępna jest szeroka gama zestawów do ekstrakcji produkowanych przez firmy takie jak ThermoFisher Scientific, Promega, Qiagen itp.

Statyw magnetyczny **MagSorb-16** może być używany razem z odczynnikami ekstrakcyjnymi NA na bazie kulek magnetycznych dowolnego producenta, które umożliwiają pracę w probówkach o pojemności 1,5-2,0 mL

MODELE

- **MagSorb-16**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl