



# WIRÓWKO-WORTEKS FV-2400 MICROSPIN



## INNE ZDJĘCIA



## OPIS OGÓLNY

Miniwirówko-worteks **FV-2400 Micro-Spin** jest urządzeniem specjalnie zaprojektowanym do stosowania w badaniach inżynierii genetycznej (np. dla eksperymentów PCR). Może być stosowany w mikrobiologii, biochemii, laboratoriach klinicznych i biotechnologii przemysłowej. Wirówko-worteks **FV-2400 Micro-Spin** umożliwia jednocześnie mieszanie i odwirowywanie próbek przy użyciu modułu wirowania i worteksowania.

**FV-2400 Micro-Spin** jest modelem typu otwartego - nie zawiera pokrywy, co zwiększa prędkość wirowania i efektywność rozpuszczania i zawieszania materiału.

Wirówko-worteks **FV-2400 Micro-Spin** jest w standardzie wyposażony w rotor: R-1.5M (12 x 1,5 mL) oraz R-0.5/0.2M (12 x 0,5 mL + 12 x 0,2 mL).

## MODELE

- **FV-2400 Micro-Spin**

## CERTYFIKATY

ISO9001, CE

## SPECYFIKACJA

| MODEL                                | FV-2400 Micro-Spin                                                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]  | 120 x 170 x 120                                                              |
| Waga [kg]                            | 1,4                                                                          |
| Stała prędkość wirowania [obr./min]  | 2800                                                                         |
| Max. przyspieszenie odśrodkowe [x g] | 500                                                                          |
| Zasilanie [V / Hz]                   | 230 / 50                                                                     |
| Pobór mocy [W]                       | 30                                                                           |
| Rotory standardowe                   | <b>R-1.5M</b> (12 x 1,5 mL)<br><b>R-0.5/0.2M</b> (12 x 0,5 mL + 12 x 0,2 mL) |

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Rotory opcjonalne:

- **R-2/0.5/0.2** (6 x 2 mL + 6 x 0,5 mL + 6 x 0,2 mL),
- **R-2/0.5** (8 x 2 mL + 8 x 0,5 mL),
- **SR-16** (2 x 8 w sekcji 0,2 mL w stripach),
- **SR-64** (8 x 8 w sekcji 0,2 mL w stripach).

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
serwis@biogenet.pl